


# Beta Care Puslebord 70

Højdejusterbar - Berøringsfri armatur - Rengøringsvenligt



## Design og fleksibilitet

Beta Care Puslebordet er det flotteste og mest fleksible puslebord på markedet. Puslebordets højde kan som standard reguleres fra 30 - 100 cm. vha. overskuelig håndbetjening.

## Sikkerhed

Beta Care Puslebordet er udstyret med et effektivt sikkerhedssystem som stopper bordets nedkørsel ved kollision.

## Funktion og enkelhed

Beta Care Puslebordet er udviklet med fokus på enkelt og rengøringsvenligt design uden svært tilgængelige områder.

## Kvalitet og innovation

Beta Care Puslebordets høje kvalitet kombineret med nyeste teknologi og innovativ produktudvikling sikrer brugeren den bedst mulige ergonomi og komfort.

## Kvalitet og sikkerhed

Beta Care Puslebordet er udviklet og produceret i Danmark iht. relevante standarder og sikkerhedskrav i Maskindirektivet.




# Beta Care Puslebord 70

## Standardudførelse:

- Højderegulerbart (30-100 cm.)
- Væghængt.
- Hvid laminatbordplade evt. med ilagt stålvaske og armatur i højre eller venstre side.
- Bordplademål efter Deres ønske. (bredde 80-180, dybde 70-80 cm)
- Standard et-grebs køkkenarmatur.
- Vandlås, fleksibel afløbsslange og fleksible tilløbsslanger.
- Trådkurv med udtræk.
- Puslemadras tilpasset bordpladen. (blå, grå, hvid eller rød)

## Specialudførelse:


- Underlimet vask.
- Berøringsfri armatur.
- Opklappelig bordplade. (se næste side)



# Beta Care Puslebord 70 - opklappeligt

## Standardudførelse:

- Højdejusterbart (30-100 cm.)
- Væghængt.
- Opklappeligt.
- Hvid laminatbordplade.
- Bordplademål efter Deres ønske:  
(bredde 80-180, dybde 70-80 cm)
- Puslemadras tilpasset bordpladen.  
(blå, grå, hvid eller rød)



# Beta Care Puslebord 70

## Tekniske specifikationer

Uvendige mål:	Bredde 80-180 cm x dybde 85-95 cm.
Madras mål:	(tilpasses bordpladen)
Puslebordets egenvægt:	ca. 50 kg.
Maksimal patientvægt:	100 kg.
Elektrisk tilslutning:	230V~, 50 Hz, 2 A.


## Justeringsmuligheder

Puslebordets højde kan som standard justeres 70 cm. vha. elektrisk motor.

## Sikkerhed

Puslebordet er CE mærket iht. relevante standarder og sikkerhedskrav i Maskindirektivet.

### Væghængt og højderegulerbart



### Væghængt, højderegulerbart og opklappeligt

